

De bovenzijde van het ligvlak van zorgbed 636 is 29 cm. Standaard is de bovenzijde van de bedzijde 50 cm. Stem met de matrasdikte af dat dit tot een juiste instaphoogte lijkt. Bedzijde kunnen kosteloos op andere hoogte gemonteerd worden.

Zorgbed 636 met standaard ombouw

90x200 cm

Zorgbed 636 met ombouw naar keuze*

90x200 cm

Technische gegevens

Zorgbed 636 is een bodem met liftstelsel met daar omheen een rechte beuken ombouw. De ombouw is standaard voorzien van onrusthekken. De bodem wordt aan de bedombouw vast gemonteerd zodat de gehele ombouw mee omhoog gaat. De 636 is voorzien van een verstelbaar hoofd- en voetgedeelte. Het verstelbare voetgedeelte wordt extra ondersteund door twee metalen rastergeleiders. Alle verstelbare onderdelen aan dit zorgbed zijn afzonderlijk te verstellen maar ook afzonderlijk te vergrendelen voor gebruik. De motoren die gebruikt worden zijn afkomstig van Linak.

Als extra optie is er een papagaai leverbaar op dit zorgbed. Zorgbed 636 is verrijdbaar.

Het zorgbed 636 voldoet aan alle veiligheidstechnische normen.

*Het is ook mogelijk de 636 te combineren met bedombouw naar keuze. Kijk hiervoor in het slaapkamer gedeelte van deze map. Bij deze optie dient de prijs van de ombouw nog opgeteld te worden bij de op deze pagina vermelde prijs.

Maximaal hefgewicht: 175 kg
 Laagste stand: 29 cm (bovenzijde ligvlak)
 Hoogste stand: 72 cm (bovenzijde ligvlak)
 Afmeting 90 x 200 cm: 102,5 x 212 cm
 Remsysteem wielen: leder wiel afzonderlijk